



Mini-Scooter

Max. Belastbarkeit 100 kg

Basispreis: Agil € 1.680,-

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten:

Geschwindigkeit bis zu 6 km/h	●
Reichweite ca. 15 km	●
Bodenfreiheit 75 mm	●
Hindernis, Höhe 100 mm	●
Steigfähigkeit 12° (21%)	●
Wenderadius 2000 mm	●
Räder 200 x 20 mm	●
Bremsen elektro-magnetisch	●
Batterie 2x 12V/12Ah	●

Lieferumfang:

Sitz abnehmbar, drehbar, Kunstleder	●
Armlehnen nach hinten schwenkbar, abnehmbar	●
Einstellbare Steuersäule	●
Einkaufskorb	●

▼ Bitte ankreuzen

Motor und elektrische Daten:

Motor 330W, RPM 4800	●
Ladegerät DC 24V/2A	●
Controller P&G SDRIVE 70A	●
Elektronische Temporegelung	●
Batterie-Ladestandsanzeige	●
Hupe	●
Antrieb elektrisch	●

Rahmenfarbe:

Blaumetallic	●
--------------	---

Stand Januar 2007. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt. ● : Basisausstattung ○ : wahlweise ohne Aufpreis