



Elektrorollstuhl

Inkl. Beinstützen und Seitenteile

Max. Belastbarkeit 200 kg

Basispreis: Neo € 8.090,-

HMV-Nr.: 18.50.04.0072

▼ Bitte ankreuzen

Sitz:

- | | |
|--|-----------|
| Sitzbreite 45 cm (effektiv 40 - 51 cm) | ● |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 52 - 60 cm | € 199,- |
| Sitzhöhe 50 cm | ● |
| Sitztiefe variabel 42 - 51 cm | ● |
| Sitzkissen | ● |
| <input type="checkbox"/> Sitzwinkelverstellung (2° bis 19°) elektrisch | € 890,- |
| Sitzwinkelverstellung (2° bis 19°) manuell | ● |
| Standardsitz, schwarz | ● |
| <input type="checkbox"/> Komfortsitz | € 390,- |
| <input type="checkbox"/> Recarositz | € 1.399,- |

Rücken:

- | | |
|---|-----------|
| Rückenhöhe 44 cm | ● |
| <input type="checkbox"/> Rückenwinkelverstellung (-5° bis 75°) elektrisch | € 1.490,- |
| Rückenwinkelverstellung (-5° bis 75°) manuell | ● |
| <input type="checkbox"/> Anpassrücken | € 250,- |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze | € 190,- |

Beinstützen:

- | | |
|--|-----------|
| Beinstützen manuell verstellbar | ● |
| Beinstützen waagrecht mit Längenausgleich (in Vorbereitung) | |
| <input type="checkbox"/> Beinstützenverstellung elektrisch verstellbar | € 1.295,- |
| <input type="checkbox"/> Wadenpolster für verstellbare Beinstützen | € 100,- |
| Fußplatte winkelverstellbar | ● |

Seitenteile:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Höhen- und breitenverstellbar | ● |
|-------------------------------|---|

Motor und Batterie:

- | | |
|---|---------|
| Reichweite ca. 40 km | ● |
| 6 km/h | ● |
| <input type="checkbox"/> 10 km/h, inkl. StVZO-Paket | € 595,- |
| Batterie 2x 12V/60Ah | ● |
| Ladegerät Standard | ● |

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Beleuchtung:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Front-, Rückstrahler, Blinker | ● |
|-------------------------------|---|

Fahrpult:

- | | |
|--|---------|
| Nach außen abschwenkbar | ● |
| <input type="checkbox"/> Fahrpult rechts montiert | ○ |
| <input type="checkbox"/> Fahrpult links montiert | ○ |
| <input type="checkbox"/> Halterung für Begleiterbedienung | € 99,- |
| <input type="checkbox"/> Software Paket: Software, Kabel (E) | € 195,- |

Bereifung:

- | | |
|--|---------|
| Vorder- und Hinterradfederung | ● |
| Hinterrad 3.00 - 8, Luft | ● |
| Vorderrad 3.00 - 4, Luft | ● |
| <input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung (RolkoFill) | € 299,- |
| <input type="checkbox"/> Radspritzschutz hinten | € 129,- |

Zubehör:

- | | |
|--|---------|
| Antikipprollen | ● |
| Transportbefestigung | ● |
| <input type="checkbox"/> Sicherheitsgurt | € 29,- |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter | € 29,90 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel | € 49,90 |
| <input type="checkbox"/> Heckmarkierungstafel | € 75,- |
| <input type="checkbox"/> Garage (Plastikhülle) | € 79,- |
| Werkzeugset | ● |

Rahmenfarbe:

- | | |
|--------|---|
| Silber | ● |
|--------|---|