



### Scooter

Max. Belastbarkeit 150 kg

**Basispreis: Orbis**  
15 km/h, inkl. StVZO € **4.190,-**

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

#### Technische Daten:

Geschwindigkeit bis zu 15 km/h, inkl. StVZO Paket	●
Reichweite ca. 35 km	●
Bodenfreiheit 134 mm	●
Hindernis, Höhe 35 mm	●
Steigfähigkeit 12° (21%)	●
Wenderadius 1370 mm	●
Räder 323 x 105 mm	●
Federung Vorderachse Einzelradfederung	●
Federung Hinterachse mit Zentralfeder	●
Bremsen elektro-magnetisch und mechanisch	●
Batterie 2x 12 V/50 Ah	●
<input type="checkbox"/> Batterie 2x 12 V/75 Ah	€ 299,-

#### Lieferumfang:

Sitz abnehmbar, drehbar, Kunstleder	●
Armlehnen nach hinten schwenkbar	●
Einstellbare Steuersäule	●
Einkaufskorb	●
Kopfstütze	●
Stockhalter	●
2 Rückspiegel	●
Signalfahne	●
Sicherheitsgurt	●
Warttafel	●

#### Zubehör:

Apino Scooter Tasche € 39,90

▼ Bitte ankreuzen

#### Motor und elektrische Daten:

Motor PEAK 700W max. RPM 4200	●
Ladegerät DC 24V/5A	●
Controller P&G Solo 110A	●
Elektronische Temporegelung	●
Batterie-Ladestandsanzeige	●
Hupe	●
Lichtschalter	●
Blinklichtschalter	●
Antrieb elektrisch	●

#### Rahmenfarbe:

Blaumetallic  Silbermetallic ○

Stand Mai 2011. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt. ● : Basisausstattung ○ : wahlweise ohne Aufpreis