



### Scooter

Max. Belastbarkeit 120 kg

#### Basispreis: Paseo

bis zu 6 km/h € 2.280,-

HMV-Nr.: 18.51.05.1016

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

#### Technische Daten:

Geschwindigkeit bis zu 6 km/h	●
Reichweite ca. 30 km	●
Bodenfreiheit 125 mm	●
Hindernis, Höhe 40 mm	●
Steigfähigkeit 12° (21%)	●
Wenderadius 1220 mm	●
Räder 260 x 85 mm (Luft)	●
Federung Vorderachse Einzelradfederung	●
Federung Hinterachse mit Zentralfeder	●
Bremsen elektro-magnetisch und mechanisch	●
Batterie 2x 12V/40Ah	●

#### Lieferumfang:

Sitz abnehmbar, drehbar, Kunstleder	●
Armlehnen nach hinten schwenkbar	●
Einstellbare Steuersäule	●
Einkaufskorb	●
1 Rückspiegel	●
Sicherheitsgurt	●

#### Zubehör:

Apino Scooter Tasche € 39,90

▼ Bitte ankreuzen

#### Motor und elektrische Daten:

Motor PEAK 350W, max. RPM 4600	●
Ladegerät DC 24V/4A	●
Controller P&G Solo 110A	●
Elektronische Temporegelung	●
Batterie-Ladestandsanzeige	●
Hupe	●
Lichtschalter	●
Blinklichtschalter	●
Antrieb elektrisch	●

#### Rahmenfarbe:

Silbermetallic ●

Stand Juni 2011. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt. ● : Basisausstattung ○ : wahlweise ohne Aufpreis