



### Adaptivrollstuhl

Inkl. Beinstützen und Seitenteile

Max. Belastbarkeit 125 kg

**Basispreis: Revolution R1 € 1.889,-**

HMV-Nr.: 18.50.03.0159

Lieferung ausschließlich Werkseinstellungen (SB 40 cm)

**“One Size fits all” - Konzept € 1.789,-**

▼ Bitte ankreuzen

#### Sitz:

Sitzbreite in cm

- 32    34    36    38  
 40    42    44    46

Sitzhöhe vorne in cm

- 50    51    52    53  
 54    55    56

Sitzhöhe hinten in cm

- 42    44    46    48  
 50    52

Sitztiefe in cm

- 36    38    40    42  
 44    46

Sitzwinkel: 0° bis 17° verstellbar

Anpassbarer Sitz

Sitzbezug atmungsaktiv, Größen / Farben

- S (32-38 cm)    M (38-42 cm)    L (42-46 cm)     
 Rot    Blau

#### Rücken:

Rückenlehnenhöhe in cm

- 30    32,5    35    37,5  
 40    42,5    45

Rückentasche

Rückenbezug atmungsaktiv, Größen / Farben

- S (32-38 cm)    M (38-42 cm)    L (42-46 cm)     
 Rot    Blau

Anpassrücken

Schiebegriffe: 15 cm teleskopierbar

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

#### Seitenteile:

Inkl. Kleiderschutz aus Aluminium

Armauflage € 299,-

#### Beinstützen:

Unterschenkellänge 45 - 55,5 cm verstellbar

Fußbrett tiefenverstellbar, höhen- und winkelverstellbar, klappbar

Wadenband

#### Bereifung-Hinterrad:

Hinterrad 24", 20 Speichen, Leichtlaufgrad, inkl. Steckachse

Greifreifen Abstand in cm

2    3  

Sturzeinstellung

0°    1°    3°  

Radstandverlängerung € 239,-

Speichenschutz transparent, Paar € 100,-

#### Bereifung-Vorderrad:

Vorderrad 140 x 40 mm

Lenkgabel um 2 cm horizontal verschiebbar, Castorbuchse einstellbar

#### Bremsen:

B+B Aktivdruckbremse Standard

Trommelbremse Begleiterbedienung\* (Sturzeinstellung 0° und 1° möglich) € 199,-

#### Zubehör:

Antikipprollen, Paar € 189,-

Kipphilfe € 60,-

Apino Citybag € 49,90

Apino Backpack € 49,90

Luftpumpe

Werkzeugset

Passive Beleuchtung