



Aktivrollstuhl

Inkl. Beinstützen und Seitenteile

Max. Belastbarkeit 125 kg

Basispreis: Revolution R1 € 1.889,-

HMV-Nr.: 18.50.03.0159

▼ Bitte ankreuzen

“One Size fits all” - Konzept

* Lieferung ausschließlich Werkseinstellungen € 1.789,-

S (32-38 cm) M (38-42 cm) L (42-46 cm)

Sitz:

Sitzbreite in cm

32 34 36 38
 40* 42 44 46

Sitzhöhe vorne in cm

50 51* 52 53
 54 55 56

Sitzhöhe hinten in cm

42 44 46 48*
 50 52

Sitztiefe in cm

36 38* 40 42
 44 46

Sitzwinkel: 0° bis 17° verstellbar

Anpassbarer Sitz

Sitzbezug atmungsaktiv, blau, Größen

S (32-38 cm) M* (38-42 cm) L (42-46 cm)

Rücken:

Rückenlehnenhöhe in cm

30* 32,5 35 37,5
 40 42,5 45

Rückentasche

Rückenbezug atmungsaktiv, blau, Größen

S (32-38 cm) M* (38-42 cm) L (42-46 cm)

Anpassrücken

Schiebegriffe: 15 cm teleskopierbar

Seitenteile:

Inkl. Kleiderschutz aus Aluminium

Armauflage € 299,-

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen:

Unterschenkellänge 45 - 55,5 cm verstellbar

Fußbrett tiefenverstellbar, höhen- und
winkelverstellbar, klappbar

Wadenband

Bereifung-Hinterrad:

Hinterrad 24", 20 Speichen, Leichtlaufgrad,
inkl. Steckachse

Greifreifen Abstand in cm

2 3*

Sturzeinstellung

0° 1°* 3°

Radstandverlängerung € 239,-

B+B Speichenschutz € 100,-

Bereifung-Vorderrad:

Vorderrad 140 x 40 mm

Lenkgabel um 2 cm horizontal verschiebbar,
Castorbuchse einstellbar

Bremsen:

B+B Aktivdruckbremse Standard

Trommelbremse Begleiterbedienung* € 199,-

Zubehör:

Antikipprollen € 189,-

Kipphilfe € 60,-

Luftpumpe

Werkzeugset

Passive Beleuchtung

Rahmenfarbe:

Silbermetallic