



Adaptivrollstuhl

Inkl. abnehmbare Beinstützen und Seitenteile

Max. Belastbarkeit 125 kg

Basispreis: Revolution R2 € 1.889,-

HMV-Nr.: 18.50.03.0159

Lieferung ausschließlich Werkseinstellungen (SB 40 cm)

“One Size fits all” - Konzept € 1.789,-

▼ Bitte ankreuzen

Sitz:

Sitzbreite in cm

- 36 38 40 42
 44 46 48 50
 52 54

Sitzhöhe vorne in cm

- 50 51 52 53
 54 55 56

Sitzhöhe hinten in cm

- 42 44 46 48
 50 52

Sitztiefe in cm

- 38 40 42 44

Sitzwinkel: 0° bis 17° verstellbar

Anpassbarer Sitz

Sitzbezug atmungsaktiv, Größen / Farben

- S (32-38 cm) M (38-42 cm) L (42-46 cm)
 XL (46-50 cm) XXL (50-54 cm)
 Rot Blau

Rücken:

Rückenlehnenhöhe in cm

- 30 32,5 35 37,5
 40 42,5 45

Rückentasche

Rückenbezug atmungsaktiv, Größen / Farben

- S (32-38 cm) M (38-42 cm) L (42-46 cm)
 XL (46-50 cm) XXL (50-54 cm)
 Rot Blau

Anpassrücken

Schiebegriffe: 15 cm teleskopierbar

Seitenteile:

Inkl. Kleiderschutz aus Aluminium

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Armauflage gepolstert € 299,-

Beinstützen:

Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar,

abnehmbar

Fußplatte winkelverstellbar

Fersenbänder mit Klettverschluss

Bereifung-Hinterrad:

Hinterrad 24", 20 Speichen, Leichtlaufgrad, inkl. Steckachse - Bereifung Schwalbe Marathon plus, pannengeschützt

Greifreifen Abstand in cm

2 3

Sturzeinstellung

0° 1° 3°

Radstandverlängerung € 239,-

Speichenschutz transparent, Paar € 100,-

Bereifung-Vorderrad:

Vorderrad 140 x 40 mm

Lenkgabel um 2 cm horizontal verschiebbar,

Castorbuchse einstellbar

Bremsen:

B+B Aktivdruckbremse Standard

Trommelbremse Begleiterbedienung* (Sturzeinstellung 0° und 1° möglich) € 199,-

Zubehör:

Antikipprollen, Paar € 189,-

Kipphilfe € 60,-

Apino Citybag € 49,90

Apino Backpack € 49,90

Luftpumpe

Werkzeugset

Passive Beleuchtung

Rahmenfarbe:

Silbermetall