



Aktivrollstuhl

Inkl. abnehmbare Beinstützen und Seitenteile

Max. Belastbarkeit 125 kg

Basispreis: Revolution R2 € 1.889,-

HMV-Nr.: 18.50.03.0159

▼ Bitte ankreuzen

Sitz:

Sitzbreite in cm

- 36 38 40 42
 44 46 48 50
 52 54

Sitzhöhe vorne in cm

- 50 51* 52 53
 54 55 56

Sitzhöhe hinten in cm

- 42 44 46 48*
 50 52

Sitztiefe in cm

- 38 40 42 44

Sitzwinkel: 0° bis 17° verstellbar

Anpassbarer Sitz

Sitzbezug atmungsaktiv, blau, Größen

- S (32-38 cm) M (38-42 cm) L (42-46 cm)
 XL (46-50 cm) XXL (50-54 cm)

Rücken:

Rückenlehnenhöhe in cm

- 30* 32,5 35 37,5
 40 42,5 45

Rückentasche

Rückenbezug atmungsaktiv, blau, Größen

- S (32-38 cm) M (38-42 cm) L (42-46 cm)
 XL (46-50 cm) XXL (50-54 cm)

Anpassrücken

Schiebegriffe: 15 cm teleskopierbar

Seitenteile:

Inkl. Kleiderschutz aus Aluminium

- Armauflage gepolstert € 299,-

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen:

Beinstützen nach innen und außen abschwengbar, abnehmbar

Fußplatte winkelverstellbar

Fersenbänder mit Klettverschluß

Bereifung-Hinterrad:

Hinterrad 24", 20 Speichen, Leichtlauftrad, inkl. Steckachse - Bereifung Schwalbe Marathon plus, pannengeschützt

Greifreifen Abstand in cm

- 2 3*

Sturzeinstellung

- 0° 1°* 3°

Radstandverlängerung € 239,-

B+B Speichenschutz € 100,-

Bereifung-Vorderrad:

Vorderrad 140 x 40 mm

Lenkgabel um 2 cm horizontal verschiebbar, Castorbuchse einstellbar

Bremsen:

B+B Aktivdruckbremse Standard

Trommelbremse Begleiterbedienung* € 199,-

Zubehör:

Antikipprollen € 189,-

Kipphilfe € 60,-

Luftpumpe

Werkzeugset

Passive Beleuchtung

Rahmenfarbe:

Silbermetallic