



Elektrorollstuhl

Inkl. Beinstützen, Seitenteile und StVZO-Beleuchtung

Max. Belastbarkeit 135 kg

Basispreis: Terra € 5.158,-

HMV-Nr.: 18.50.04.0098

▼ Bitte ankreuzen

Sitz:

Sitzbreite verstellbar 40-48 cm	●
Sitzhöhe 54 cm	●
Sitztiefe variabel 40 - 45 cm	●
Sitztiefe Grundeinstellung 45 cm	●
Sitzkissen	●
Sitzwinkerverstellung (-2° bis +10°) manuell	●
Standardsitz, Schwarz	●

Rücken:

Rückenhöhe 55 cm	●
Rückenlehnenwinkel in 4 Stufen einstellbar von 90° auf 60° Neigung, manuell	●
Anpassrücken	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze	€ 225,-

Beinstützen:

Fußplatte winkerverstellbar	●
-----------------------------	---

Seitenteile:

Höhen- und seitenverstellbar	●
------------------------------	---

Motor und Batterie:

Reichweite ca. 32 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Beleuchtung:

Front-, Rückstrahler, Blinker	●
-------------------------------	---

Fahrpult:

abschwenkbar und längeneinstellbar	●
<input type="checkbox"/> Fahrpult rechts montiert	○
<input type="checkbox"/> Fahrpult links montiert	○
<input type="checkbox"/> Halterung für Begleiterbedienung	€ 99,-
<input type="checkbox"/> Software Paket: Software, Kabel (E)	€ 195,-

Bereifung:

Hinterradfederung	●
Hinterrad 3.00 - 8, PU	●
Vorderrad 230 x 70 mm, PU	●
<input type="checkbox"/> Luft-Bereifung	€ 49,-

Zubehör:

Antikipprollen	●
Transportbefestigung seitlich	●
Sicherheitsgurt	●
<input type="checkbox"/> Stockhalter	€ 29,90
Werkzeugset	●

Rahmenfarbe:

Silber	●
--------	---

Stand März 2010. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. gesetzlicher MwSt. ● : Basisausstattung ○ : wahlweise ohne Aufpreis