



## Schiebehilfe

Max. zulässiges Gesamtgewicht 180 kg (einschließlich Gewicht der Schiebehilfe und des Rollstuhles)

**Basispreis: Togo € 2.180,-**

HMV-Nr.: 18.99.04.1014

Firma:

Kommission:

Datum:

Geschwindigkeit vorwärts 1,0 bis 5,5 km/h (6 Stufen) ●

Geschwindigkeit rückwärts ca. 1,5 km/h ●

Reichweite: ca. 12 km ●

Steigung / Gefälle: max. 10 % ●

Akku: 24 V 9.6Ah Li-Ion Batteriepack ●

Betriebsspannung: 24 VDC ●

Ladegerät ●

Antriebsräder: 200 x 50 (Vollgummi) ●

Bremse: elektromagnetisch ●

### Zubehör:

Ersatzakku: 24 V 9.6Ah Li-Ion Batteriepack € 198,-

Akku Power: 24 V 12Ah Li-Ion Batteriepack € 465,-

Adaption zur Rollstuhlmontage € 199,-

Montagehilfe für Adaption € 179,-