



Elektrorollstuhl

Inkl. Beinstützen, Seitenteile und StVZO-Beleuchtung.
Motor 600 W - (ohne Steuerung)
Max. Belastbarkeit 120 kg

Basispreis: Triplex € 4.820,-
HMV-Nr.: 18.50.04.0098

▼ Bitte ankreuzen

Sitz:

Sitzbreite verstellbar 41-50 cm	●
Sitzhöhe 54 cm	●
Sitztiefe variabel 40 - 45 cm	●
Sitzkissen	●
Sitzwinkelverstellung (-2° bis +10°) manuell	●
<input type="checkbox"/> Sitzwinkelverstellung (+2° bis +20°) elektrisch	€ 990,-
Standardsitz, Schwarz	●

Rücken:

Rückenhöhe 55 cm	●
Rückenlehnenwinkel in 4 Stufen einstellbar von 90° auf 120° Neigung, manuell	●
<input type="checkbox"/> Rückenlehnenwinkel in 4 Stufen einstellbar von 90° auf 135° Neigung, elektrisch	€ 990,-
Anpassrücken	●
<input type="checkbox"/> Kopfstütze	€ 225,-

Beinstützen:

<input type="checkbox"/> Waagrecht verstellbar, elektrisch, rechts	€ 485,-
<input type="checkbox"/> Waagrecht verstellbar, elektrisch, links	€ 485,-
Fußplatte winkelverstellbar	●

Seitenteile:

Höhen-und seitenverstellbar	●
-----------------------------	---

Beleuchtung:

Front-, Rückstrahler, Blinker	●
-------------------------------	---

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Motor und Batterie:

Reichweite ca. 32 km	●
Geschwindigkeit 6 km/h	●
Batterie 2x 12V/50 Ah	●
Ladegerät standard	●

Fahrpult

<input type="checkbox"/> VR-2 (bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten) abschwinkbar und längeneinstellbar	€ 329,-
<input type="checkbox"/> VR-2 Steuerung für Begleiter	€ 310,-
<input type="checkbox"/> R-Net (bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten) abschwinkbar und längeneinstellbar	€ 829,-
<input type="checkbox"/> Fahrpult rechts montiert	○
<input type="checkbox"/> Fahrpult links montiert	○
<input type="checkbox"/> Halterung für Begleiterbedienung	€ 59,-

Bereifung:

Hinterradfederung	●
Hinterrad 3.00 - 8, PU	●
Vorderrad 2.80/2.50 - 4, PU	●

Zubehör:

Antikipprollen	●
Transportbefestigung seitlich	●
Sicherheitsgurt	●
<input type="checkbox"/> Stockhalter	€ 29,90
Werkzeugset	●

Rahmenfarbe:

Silber	●
--------	---