

Elektrorollstuhl
 Inkl. Beinstützen, Seitenteile und StVZO-Beleuchtung.
 Motor 600 W - (ohne Steuerung)

Max. Belastbarkeit 120 kg

 Basispreis: Triplex € 4.820,-

HMV-Nr.: 18.50.04.0098

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz:

Sitzbreite verstellbar 41-50 cm ●

Sitzhöhe 54 cm ●

Sitztiefe variabel 40 - 45 cm ●

Sitzkissen ●

Sitzwinkerverstellung (-2° bis +10°) manuell ●

 Sitzwinkerverstellung (+2° bis +20°) elektrisch € 990,-

Standardsitz, Schwarz ●

Rücken:

Rückenhöhe 55 cm ●

Rückenlehnenwinkel in 4 Stufen einstellbar von 90° auf 120° Neigung, manuell ●

 Rückenlehnenwinkel in 4 Stufen einstellbar von 90° auf 135° Neigung, elektrisch € 990,-

Anpassrücken ●

 Kopfstütze € 225,-
Beinstützen:
 Waagrecht verstellbar, elektrisch, rechts € 485,-

 Waagrecht verstellbar, elektrisch, links € 485,-

Fußplatte winkerverstellbar ●

Seitenteile:

Höhen-und seitenverstellbar ●

Beleuchtung:

Front-, Rückstrahler, Blinker ●

▼ Bitte ankreuzen

Motor und Batterie:

Reichweite ca. 32 km ●

Geschwindigkeit 6 km/h ●

Batterie 2x 12V/50 Ah ●

Ladegerät standard ●

Fahrpult
 VR-2 (bis 2 elektrische Verstellmöglichkeiten) € 329,-
 abschwenkbar und längeneinstellbar

 VR-2 Steuerung für Begleiter € 310,-

 R-Net (bis 4 elektrische Verstellmöglichkeiten) € 829,-
 abschwenkbar und längeneinstellbar

 Fahrpult rechts montiert ○

 Fahrpult links montiert ○

 Halterung für Begleiterbedienung € 59,-
Bereifung:

Hinterradfederung ●

Hinterrad 3.00 - 8, PU ●

Vorderrad 2.80/2.50 - 4, PU ●

Zubehör:

Antikipprollen ●

Transportbefestigung seitlich ●

Sicherheitsgurt ●

 Stockhalter € 29,90

 Apino Citybag € 49,90

 Apino Backpack € 49,90

Werkzeugset ●

Rahmenfarbe:

Silber ●