

Die Scooter Saison ist eröffnet!

Überzeugen Sie sich vom B+B Scooter Sortiment. Jetzt zu attraktiven Konditionen! Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Kundenservice.



ETHON

Leistung trifft Design

Erleben Sie die Geschwindigkeit von bis zu 15 km/h und die beachtliche Reichweite von 64 km dieses Scooters – Sie werden begeistert sein. Der dynamische Antrieb des Ethon – das Drehmoment des 700 Watt Elektromotors und die Ausdauer der 80 Ah Akkus – lässt auch größere Distanzen zum Vergnügen werden. Die ausgezeichnete Federung an beiden Achsen, Bodenfreiheit und extra große Räder machen den Ethon besonders geländefähig.

Das Cockpit besticht durch klares und schönes Design. Geschwindigkeit, Ladestand der Akkus und die gefahrene Kilometerleistung – auf dem kontrastreichen LCD Display behalten Sie den Überblick. Moderne ergonomische Gestaltung macht die Bedienung des Ethon zu einem mobilen Vergnügen der Extra-Klasse.

Der bequeme, verstellbare Sitz erhöht Ihren Komfort und Ihre Sicherheit. Ein weiteres innovatives Detail dieses Scooters ist die verstellbare Lenksäule. Mit dem Ethon kommen Sie entspannt ans Ziel.

Max. Belastbarkeit:	160 kg
Geschwindigkeit:	max. 15 km/h
Reichweite:	bis zu 64 km
Steigfähigkeit:	12°



Orbis

Leistungsstarker Motor, durchdachtes Design.

Orbis, der robuste Scooter von Bischoff & Bischoff, gibt Ihnen die Freiheit sich unabhängig, sicher und bequem fortzubewegen, ob in der Freizeit oder im Alltag. Seine hervorragenden Fahreigenschaften und seine gute Ausstattung überzeugen im Park wie auf der Straße. Die einzeln gefederten Vorderräder überwinden mühelos hohe Bordsteinkanten, unwegsames Gelände und Steigungen bis 12°.

Max. Belastbarkeit:	150 kg
Geschwindigkeit:	max. 15 km/h
Reichweite:	bis zu 35 km
Steigfähigkeit:	12°



Rapid 2

Komfortabel - flexibel - schnell.

Der Rapid 2 ist durch seinen sehr kleinen Wenderadius in beengten Verhältnissen sehr leicht und komfortabel zu steuern. Außerdem hat er eine hohe Bodenfreiheit, was ein einfaches Aus- und Einsteigen ermöglicht. Und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h und einer Reichweite von 30 km kommen Sie immer sicher und schnell an Ihr Ziel.

Max. Belastbarkeit:	120 kg
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Reichweite:	bis zu 35 km
Steigfähigkeit:	12°



Paseo

Das Allround-Talent.

Der Paseo wurde als Einsteiger-Modell mit Hilfsmittelnnummer konzipiert. Mit einer Reichweite von 30 km und einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h ist er ein flotter Begleiter. Die vielen praktischen Ausstattungsmerkmale, wie die Lenksäulen- oder Rückenlehnenneigung und sein drehbarer, hochwertiger und einstellbarer Kunstledersitz für leichtes Ein- und Aussteigen, machen ihn zu einem komfortablen Scooter in der Standardklasse.

Max. Belastbarkeit:	120 kg
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Reichweite:	bis zu 35 km
Steigfähigkeit:	12°