



## Scooter

Carga máxima: 150 kg

15 km/h, incl kit transporte público

**Orbis**

Empresa:

Fecha:

▼ Marcar con una cruz

▼ Marcar con una cruz

### Datos técnicos:

Velocidad hasta 15 km/h, incl. kit transporte público	●
Autonomía aprox. 35 km	●
Distancia al suelo 134 mm	●
Obstáculo, altura 35 mm	●
Pendientes hasta 12° (21 %)	●
Radio de giro 1370 mm	●
Ruedas 323 x 105 mm	●
Suspensión de eje delantero con suspensión individual	●
Suspensión de eje posterior con resorte central	●
Freno electromagnético y mecánico	●
Batería 2x 12V/50Ah	●
<input type="checkbox"/> Batería 2x 12V/75Ah	299,00 €

### Accesorios:

Asiento desmontable, giratorio, cuero artificial	●
Reposabrazos abatibles	●
Columna de dirección ajustable	●
Reposacabezas	●
Portabastón	●
Cesta de compra	●
2 espejos retrovisores	●
Bandera	●
Cinturón de seguridad	●
Placa reflectante trasera	●

### Motor y electrónica:

Motor PEAK 700W, máx. 4200 RPM	●
Cargador DC 24V/5A	●
Controlador P&G Solo 110A	●
Regulación electrónica de marcha	●
Indicación del nivel de carga de batería	●
Bocina	●
Conmutador de luz	●
Conmutador de luces intermitentes	●
Accionamiento eléctrico	●

### Color del chasis:

Plata metálico    Azul   ○

Los precios que figuran en este documento son precios recomendados, ya sean P.V.P. o P.V.O., y no incluyen el I.V.A. ● : Equipamiento de serie ○ : Opcional sin recargo