



Silla de ruedas multifuncional

Carga máxima: 120 kg

S-VR

▼ Marcar con una cruz

Asiento:

Anchura de asiento (cm)

40 44 48

Altura de asiento 48 cm

Profundidad de asiento 42 cm

Ángulo de asiento 4°

Cojín de asiento (3 cm) 21,00 €

Acolchado de asiento de vinilo

Respaldo:

Altura de respaldo 43/85 cm

Ángulo de respaldo de -4° a +30°/+82°, con fijador mecánico

Reposacabezas regulable en altura

Acolchado de respaldo de vinilo

Reposapiés:

Reposapiernas elevables, abatibles interior y exterior

Reposabrazos:

Reposabrazos desmontables

Reposabrazos extendidos

Empresa:

Fecha:

▼ Marcar con una cruz

Ruedas y neumáticos:

Rueda trasera 24" x 1 3/8", PU

Rueda delantera 200 x 50 mm, PU

Frenos:

Freno de mano para conductor

Freno de tambor para acompañante 295,00 €

Opciones:

Soportes con ruedas antivuelco

Cinturón de seguridad

Bandeja de terapia 225,00 €

Portasueros 77,00 €

Bloqueo de plegado

Color del chasis:

Antracita metálico

Los precios que figuran en este documento son precios recomendados, ya sean P.V.P. o P.V.O., y no incluyen el I.V.A. ● : Equipamiento de serie ○ : Opcional sin recargo