



Ayuda motorizada para empuje y frenado

Carga máxima: 180 kg*

Togo

Empresa:

Fecha:

▼ Marcar con una cruz

Datos técnicos:

Velocidad hacia delante 1,0 a 5,5 km/h	●
Velocidad hacia atrás aprox. 1,5 km/h	●
Autonomía: aprox. 12 km	●
Cuestas/pendientes: max. 10 %	●
Batería: 24 V 9.6Ah Li-Ion, peso 2 kg	●
Cargador	●
Ruedas: 200 x 50, neumático	●
Frenos electromagnéticos	●

Opciones:

<input type="checkbox"/> Batería: 24 V 9.6Ah Li-Ion, recambio	198,00 €
<input type="checkbox"/> Batería plus: 24 V 12Ah Li-Ion	465,00 €
<input type="checkbox"/> Pletinas de anclaje	199,00 €
<input type="checkbox"/> Ayuda para el anclaje	179,00 €

Los precios que figuran en este documento son precios recomendados,
ya sean P.V.P. o P.V.O., y no incluyen el I.V.A.

● : Equipamiento de serie

* incluye el peso de la ayuda motorizada