



Silla de ruedas electrónica

Carga máxima: 120 kg

Triplex

▼ Marcar con una cruz

Asiento:

Anchura de asiento 41-50 cm	●
Altura de asiento 54 cm	●
Profundidad de asiento variable 40-45 cm	●
Cojín de asiento	●
Basculación de asiento (-2° a +10°) manual	●
<input type="checkbox"/> Basculación de asiento (-2° a +80°) eléctrico	990,00 €
Asiento estándar, negro	●

Respaldo:

Altura de respaldo 55 cm	●
Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles de 90° a 120°, manual	●
<input type="checkbox"/> Reclinación de respaldo ajustable de 90° a 135°, eléctrico	990,00 €
Respaldo regulable en tensión	●
<input type="checkbox"/> Reposacabezas	225,00 €

Reposapiernas:

Reposapiernas abatibles interior y exterior	●
Reposapiernas elevables, manual	●
<input type="checkbox"/> Reposapiernas elevables, eléctrico, unidad	485,00 €
Paletas de reposapiés con regulación de ángulo	●

Reposabrazos:

Reposabrazos regulables en anchura y altura	●
---	---

Empresa:

Fecha:

▼ Marcar con una cruz

Motor y batería:

Autonomía aprox. 32 km	●
Velocidad 6 km/h	●
Batería 2x 12V/50 Ah	●
Cargador estándar	●

Luces:

Reflectantes laterales, traseros, delanteros, intermitentes	●
---	---

Mando de conductor:

Mando de conductor, abatible y regulable en profundidad	●
<input type="checkbox"/> Mando de conductor montado a la derecha	○
<input type="checkbox"/> Mando de conductor montado a la izquierda	○
<input type="checkbox"/> Sujeción para mando de acompañante	99,00 €

Ruedas y neumáticos:

Amortiguación de ruedas traseras	●
Rueda trasera 3.00-8, PU	●
Rueda delantera 2.80/2.50 - 4, PU	●
<input type="checkbox"/> Neumáticos	49,00 €
<input type="checkbox"/> Neumáticos antipinchazos (RolkoFill)	299,00 €

Opciones:

Ruedas antivuelco	●
Cinturón de seguridad	●
Fijación de transporte	●
<input type="checkbox"/> Portabastón	29,90 €
Set de herramientas	●

Color del chasis:

Plata	●
-------	---

Los precios que figuran en este documento son precios recomendados, ya sean P.V.P. o P.V.O., y no incluyen el I.V.A. ● : Equipamiento de serie ○ : Opcional sin recargo