



Fauteuil roulant actif

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg

	Prix Public HT	Prix Public	LPPR TTC
B1-Colani	€ 3.300,-	€ 3.513,15	€ 558,99 ¹⁾

Code LPPR: 4179540

¹⁾ en cours d'agrément, nous contacter

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix Prix Public HT ▼

Assise:

Largeur d'assise (cm)

- 34 36 38 40
 42 44 46 48

Hauteur d'assise arrière (cm)

- 48 49 50 51

Hauteur d'assise avant (cm)

- 39 40 41 42
 43 44 45 46
 47

Profondeur d'assise (cm)

- 40 41 42 43
 44 45

Inclinaison du siège de +2° à +16°

Ceinture réglable

Dossier:

Hauteur du dossier (cm)

- 30 32 34 36
 38 40 42 44

Inclinaison du dossier de -22° à +20°

Dossier réglable en tension, largeur d'assise 34 - 48 cm

Pochette dorsale

- Extension de dossier
 (à partir d'une hauteur de dossier de 40 cm) € 29,-

Poignées pour accompagnateur (en préparation)

Repose-jambes:

Réglage de la potence 27 - 48 cm

Barre d'appui pour les pieds réglable en inclinaison

- Mono-palette (matière plastique) € 59,-

Accoudoirs:

Protège-vêtement en aluminium

- Garde-boue en aluminium € 59,-

▼ A marquer d'une croix Prix Public HT ▼

Pneumatiques arrières:

Roues arrières 24" radial avec rayonnage, 7 bar

- Roues arrières 24" Spiderwheel, 7 bar € 260,-

- Roues arrières 24" Mountain-Bike, 4 bar € 249,-

- Roues arrières 24" ultralight € 279,-

Largeur de la main-courante (cm)

- 3 4

- B+B Protège-rayons € 100,-

Pneumatiques avant:

- Roues avant 5" standard transparent

- Roues avant 4" standard transparent

- Roues avant 4" avec éclairage LED € 84,-

- Roues avant 5" rayonnage en aluminium € 74,-

- Axe pour roue avant € 229,-

- Set de changement de la roue avant 5" standard transparent € 295,-

- Set de changement de la roue avant 4" standard transparent € 295,-

- Set de changement de la roue avant 4" avec éclairage LED € 295,-

- Set de changement de la roue avant 5" rayonnage en aluminium € 295,-

Freins:

B+B freins standard

Divers:

Pompe à air

Outillage

Eclairage passif

Couleur du châssis:

Carbone