



Fauteuil roulant électrique

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg

	Prix Public HT	Prix Public	LPPR TTC
Elyps	€ 3.306,10	€ 3.487,95	€ 3.487,95
Code LPPR AP1: 4130136			

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

Assise:

Largeur d'assise 45 cm (réglable 42 - 51 cm)	●
Hauteur d'assise 47cm	●
Profondeur d'assise 45 - 48 cm	●
Coussin d'assise	●
Réglage manuel de l'inclinaison du siège de -7° à +17°	●
Assise standard, noire	●
<input type="checkbox"/> Assise confort	€ 390,-

Dossier:

Hauteur de dossier 40 cm	●
Réglage manuel du dossier de -13° à +74°	●
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension	€ 250,-
<input type="checkbox"/> Appui-tête	€ 190,-

Repose-jambes:

<input type="checkbox"/> Repose-jambes réglables en inclinaison	€ 229,-
Palettes inclinables	●

Accoudoirs:

Accoudoirs réglables en hauteur et largeur	●
--	---

Moteur et Batterie:

Autonomie: environ 30 km	●
Version 6 km/h	●
<input type="checkbox"/> Version 10 km/h	€ 595,-
Batteries 2x 12V/40 Ah	●
Chargeur standard	●

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

Eclairage:

Eclairage passif	●
<input type="checkbox"/> Avant, arrière, clignotants	€ 595,-

Unité de commande:

Unité de commande escamotable sur le côté	●
<input type="checkbox"/> Unité de commande à droite	○
<input type="checkbox"/> Unité de commande à gauche	○
<input type="checkbox"/> Fixation pour unité de commande accompagnateur (en préparation)	
<input type="checkbox"/> Kit de programmation: logiciel, dongle, cable	€ 195,-

Pneumatiques:

Suspension des roues arrière	●
Roues arrière 2.50-8, gonflables	●
Roues avant 200 x 50 mm, gonflables	●
<input type="checkbox"/> Roues anti-crevaisin (RolkoFill)	€ 299,-

Divers:

Roulettes anti-bascule	●
Dispositif de maintien du fauteuil lors du transport	●
<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité	€ 29,-
<input type="checkbox"/> Porte-canne	€ 29,90
<input type="checkbox"/> Rétroviseur	€ 49,90
<input type="checkbox"/> Triangle de sécurité réfléchissant	€ 75,-
<input type="checkbox"/> Garage housse	€ 79,-
Outillage	●

Couleur du châssis:

Gris métallisé	●
----------------	---

Janvier 2007. ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément