

### Fauteuil roulant électrique

Poids max. de l'utilisateur: 200 kg

	Prix Public HT	Prix Public TTC	LPPR TTC
<input type="checkbox"/> Neo AP1	€ 5.500,-	€ 5.802,50	€ 3.487,95
Code LPPR AP1 4130136			

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

#### Assise:

Largeur d'assise 45 cm (reglable 40-51 cm)	●
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 52 - 60 cm	€ 199,-
Hauteur d'assise 50 cm	●
Profondeur d'assise 42 - 51 cm	●
Coussin d'assise	●
Réglage manuel de l'inclinaison du siège de +2° à +19°	●
<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du siège de +2° à +19°	€ 890,-
Assise standard	●
<input type="checkbox"/> Assise confort	€ 390,-
<input type="checkbox"/> Assise Recaro	€ 1.399,-

#### Dossier:

Hauteur de dossier 44 cm	●
Réglage manuel du dossier de -5° à +75°	●
<input type="checkbox"/> Réglage électrique du dossier de -5° à +75°	€ 1.490,-
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension	€ 250,-
<input type="checkbox"/> Appui-tête	€ 190,-

#### Repose-pieds:

Repose-pieds réglables en inclinaison manuellement	●
<input type="checkbox"/> Réglage électrique des repose-jambes	€ 1.295,-
<input type="checkbox"/> Appui-mollets	€ 100,-
Palettes inclinables	●

#### Accoudoirs:

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur	●
---	---

#### Eclairage:

Avant, arrière, clignotants	●
-----------------------------	---

#### Moteur et Batterie:

Autonomie: environ 40 km	●
Version 6 km/h	●
<input type="checkbox"/> Version 10 km/h	€ 595,-

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

Batteries 2x 12V/60 Ah	●
Chargeur standard	●

#### Unité de commande:

Unité de commande escamotable sur le côté	●
Unité de commande à droite	○
Unité de commande à gauche	○
<input type="checkbox"/> Unité de commande accompagnateur (LPPR 4339681: 714,26 € TTC)	€ 677,02
<input type="checkbox"/> Support de commande accompagnateur (LPPR 4308597: 35,71€ TTC)	€ 33,85
<input type="checkbox"/> Kit de programmation: logiciel, dongle, cable	€ 195,-

#### Pneumatiques:

Roues arrières 3.00-8, gonflables	●
Roues avant 3.00-4, gonflables	●
Suspension des roues arrière et avant	●
<input type="checkbox"/> Roues anti-crevaisin (RolkoFill)	€ 299,-
<input type="checkbox"/> Garde-boue arrière	€ 129,-

#### Divers:


Roulettes anti-basculé	●
Accroche-taxi	●
<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité	€ 29,-
<input type="checkbox"/> Porte-canne	€ 29,90
<input type="checkbox"/> Rétroviseur	€ 49,90
<input type="checkbox"/> Triangle de sécurité réfléchissant	€ 75,-
<input type="checkbox"/> Housse de protection	€ 79,-
<input type="checkbox"/> Apino Citybag (€ 49,90 TTC)	€ 41,72
<input type="checkbox"/> Apino Backpack (€ 49,90 TTC)	€ 41,72

Outillage	●
-----------	---

#### Couleur du châssis:

Gris métallisé	●
----------------	---

25.11.2011. ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément

**Fauteuil roulant électrique**

Poids max. de l'utilisateur: 200 kg

	Prix Public HT	Prix Public TTC	LPPR TTC
<input type="checkbox"/> Neo AP2	€ 7.415,-	€ 7.822,82	€ 3.938,01
Code LPPR AP2 4122757			

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

**Assise:**

Largeur d'assise 45 cm (réglable 40-51 cm)	●
<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 52 - 60 cm	€ 199,-
Hauteur d'assise 50 cm	●
Profondeur d'assise 42 - 51 cm	●
Coussin d'assise	●
Réglage électrique de l'inclinaison du siège de +2° à +19°	●
Assise confort	●
<input type="checkbox"/> Assise Recaro	€ 1.399,-

**Dossier:**

Hauteur de dossier 44 cm	●
Réglage électrique du dossier de -5° à +75°	●
Appuie-tête	●

**Repose-pieds:**

Repose-pieds réglables en inclinaison manuellement	●
<input type="checkbox"/> Réglage électrique des repose-jambes	€ 1.295,-
Palettes inclinables	●

**Accoudoirs:**

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur	●
---	---

**Eclairage:**

Avant, arrière, clignotants	●
-----------------------------	---

**Moteur et Batterie:**

Autonomie: environ 40 km	●
Version 6 km/h	●
<input type="checkbox"/> Version 10 km/h	€ 595,-
Batteries 2x 12V/60 Ah	●
Chargeur standard	●

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

**Unité de commande:**

Unité de commande escamotable sur le côté	●
<input type="checkbox"/> Unité de commande à droite	○
<input type="checkbox"/> Unité de commande à gauche	○
<input type="checkbox"/> Unité de commande accompagnateur (LPPR 4339681: 714,26 € TTC)	€ 677,02
<input type="checkbox"/> Support de commande accompagnateur (LPPR 4308597: 35,71€ TTC)	€ 33,85
<input type="checkbox"/> Kit de programmation: logiciel, dongle, câble	€ 195,-

**Pneumatiques:**

Roues arrières 3.00-8, gonflables	●
Roues avant 3.00-4, gonflables	●
Suspension des roues arrière et avant	●
<input type="checkbox"/> Roues anti-crevaisin (RolkoFill)	€ 299,-
<input type="checkbox"/> Garde-boue arrière	€ 129,-

**Divers:**

Roulettes anti-bascule	●
Accroche-taxi	●
<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité	€ 29,-
<input type="checkbox"/> Porte-canne	€ 29,90
<input type="checkbox"/> Rétroviseur	€ 49,90
<input type="checkbox"/> Triangle de sécurité réfléchissant	€ 75,-
<input type="checkbox"/> Housse de protection	€ 79,-
<input type="checkbox"/> Apino Citybag (€ 49,90 TTC)	€ 41,72
<input type="checkbox"/> Apino Backpack (€ 49,90 TTC)	€ 41,72
Outillage	●

**Couleur du châssis:**

Gris métallisé	●
----------------	---

25.11.2011 ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément