



Scooter

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg

	Prix Public HT	Prix Public
Orbis	€ 3.900,-	€ 4.126,98

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix Prix Public HT ▼

Caractéristiques techniques:

Vitesse maximale de 15 km/h, programmé à 10 km/h	●
Autonomie: environ 35 km	●
Garde au sol 134 mm	●
Obstacle, hauteur 35 mm	●
Capacité de montée 12° (21%)	●
Rayon de braquage 1370 mm	●
Roues 323 x 105 mm	●
Suspension avant individuelle	●
Suspension arrière centrale	●
Freinage électro magnétique et mécanique	●
Batterie 2x 12V/50Ah	●

Equipement

Siège escamotable, pivotant, rembourrage simili-cuir	●
Accoudoirs escamotables	●
Colonne de direction réglable	●
Appui-tête	●
Porte-canne	●
Panier	●
2 rétroviseurs	●
Drapeau de signalisation	●
Ceinture de sécurité	●
Triangle de sécurité réfléchissant	●

▼ A marquer d'une croix Prix Public HT ▼

Moteur:

Moteur PEAK 600W max. Out 750W, RPM 6100	●
Chargeur DC 24V/5A	●
Controller P&G Solo 110A	●
Réglage électronique de la vitesse	●
Témoin de charge de la batterie	●
Avertisseur	●
Commutateur d'éclairage	●
Commutateur de clignotant	●
Entraînement électrique	●

Couleur du châssis:

Gris métallisé Bleu ○

Janvier 2007. ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément