



Scoter

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg

	Prix Public HT	Prix Public
Rapid 2	€ 2.300,00	€ 2.433,86

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix Prix Public HT ▼

Caractéristiques techniques:

Vitesse maximale de 6 km/h	●
<input type="checkbox"/> Vitesse maximale de 10 km/h	€ 595,-
Autonomie: environ 30 km	●
Garde au sol 125 mm	●
Obstacle, hauteur 40 mm	●
Capacité de montée 12° (21%)	●
Rayon de braquage 1220 mm	●
Roues 260 x 85 mm (pneumatiques)	●
Suspension avant individuelle	●
Suspension arrière centrale	●
Freinage électro magnétique et mécanique	●
Batterie 2x 12V/40Ah	●

Equipement

Siège escamotable, pivotant, rembourrage simili-cuir	●
Accoudoirs escamotables	●
Colonne de direction réglable	●
Appui-tête	●
Porte-canne	●
Panier	●
2 rétroviseurs	●
Drapeau de signalisation	●
Ceinture de sécurité	●

▼ A marquer d'une croix Prix Public HT ▼

Moteur:

Moteur PEAK 450W max. Out 700W, RPM 5300	●
Chargeur DC 24V/4A	●
Controller P&G Solo 70A	●
Réglage électronique de la vitesse	●
Témoin de charge de la batterie	●
Avertisseur	●
Commutateur d'éclairage	●
Commutateur de clignotant	●
Entraînement électrique	●

Couleur du châssis:

<input type="checkbox"/> Gris métallisé	<input type="checkbox"/> Bleu	○
---	-------------------------------	---

Janvier 2007. ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément