

**Scooter**

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg

	Prix Public HT	Prix Public TTC
Rapid 2	€ 2.300,00	€ 2.433,86

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

**Caractéristiques techniques:**

Vitesse maximale de 6 km/h	●
<input type="checkbox"/> Vitesse maximale de 10 km/h	€ 595,-
Autonomie: environ 30 km	●
Garde au sol 125 mm	●
Capacité de franchissement 40 mm	●
Capacité de montée 12° (21%)	●
Rayon de braquage 1220 mm	●
Roues 260 x 85 mm (pneumatiques)	●
Suspension avant individuelle	●
Suspension arrière centrale	●
Freinage électro magnétique et mécanique	●
Batterie 2x 12V/40Ah	●

**Equipement**

Siège escamotable, pivotant, en simili-cuir	●
Accoudoirs escamotables	●
Colonne de direction réglable	●
Appui-tête	●
Porte-canne	●
Panier	●
2 rétroviseurs	●
Drapeau de signalisation	●
Ceinture de sécurité	●

**Accessoires**

<input type="checkbox"/> Sac APINO Scooter (€ 39,90 TTC)	€ 33,36
--	---------

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

**Moteur:**

Moteur PEAK 350W max RPM 4600	●
Chargeur DC 24V/4A	●
Controller P&G Solo 110A	●
Réglage électronique de la vitesse	●
Témoin de charge de la batterie	●
Avertisseur	●
Commutateur d'éclairage	●
Commutateur de clignotant	●
Entraînement électrique	●

**Couleur du châssis:**

<input type="checkbox"/> Gris métallisé	<input type="checkbox"/> Bleu	○
---	-------------------------------	---

Août 2011. ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément