



Fauteuil roulant actif

Poids max. de l'utilisateur: 125 kg

	Prix Public HT	Prix Public	LPPR TTC
Revolution R2 dossier fixe	€ 1.400,00	€ 1.481,48	€ 558,99 ¹⁾

Code LPPR 4107723

¹⁾ en cours d'agrément, nous contacter

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

Assise:

Largeur d'assise (cm)

- 36 38 40 42
 44 46 48 50
 52 54

Hauteur d'assise avant (cm)

- 50 51 52 53
 54 55 56

Hauteur d'assise arrière (cm)

- 42 44 46 48
 50 52

Profondeur d'assise (cm)

- 38 40 42 44

Inclinaison du siège de +0° - +17°

Ceinture réglable

Assise réglable en tension, revêtement actif aéré

- S (32-38 cm) M (38-42 cm) L (42-46 cm)
 XL (46-50 cm) XXL (50-54 cm)

Dossier:

Hauteur du dossier (cm)

- 30 32,5 35 37,5
 40 42,5 45

Pochette dorsale

Dossier revêtement actif aéré

- S (32-38 cm) M (38-42 cm) L (42-46 cm)
 XL (46-50 cm) XXL (50-54 cm)

Dossier réglable en tension

Poignées pour accompagnateur, 15 cm télescopique

Accoudoirs:

Accoudoirs avec protège-vêtement en aluminium

- Manchette d'accoudoir € 299,-

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

Repose-jambes:

- Repose-pieds escamotables intérieur ou extérieur
 Barre d'appui pour les pieds réglable en inclinaison
 Palette avec talonnière

Pneumatiques arrières:

Roues arrière 24" avec 20 rayons, roue de roulement léger, incl.axe pour roue arrière pour démontage rapide - pneus Schwalbe Marathon plus, anti-crevasion

Distance de la main-courante (cm)

- 2 3

Carrossage

- 0° 1° 3°

- Extension de l'empattement € 239,-

- B+B protégé-rayons € 100,-

Pneumatiques avant:

Roues avant 140 x 40 mm

Fourche réglable sur 2 cm en horizontal, tête de fourche réglable

Freins:

B+B freins actif-standard

- Frein à tambour commande accompagnateur € 199,-

Divers:

- Roulettes anti-basculer € 189,-

- Dispositif anti-basculer € 60,-

Pompe à air

Outillage

Eclairage passif

Couleur du châssis:

Gris métallisé