



## Fauteuil roulant standard

Poids max. de l'utilisateur: 170 kg

Double croisillon

	Prix Public HT	Prix Public	LPPR TTC
S-Top XL	€ 529,86	€ 558,99	€ 558,99
Code LPPR 4107723			

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

### Assise:

Largeur d'assise (cm)

51     56   

Hauteur d'assise 52 cm   

Profondeur d'assise 45 cm   

Coussin de siège, largeur d'assise 51, 56 cm    € 29,-

Assise en simili-cuir   

### Dossier:

Hauteur du dossier 40 cm   

Dossier en simili-cuir   

### Repose-jambes:

Repose-pieds escamotable extérieur   

Repose-jambes réglable à l'horizontale, la paire    € 199,-

Support moignon    € 119,-

Palette avec talonnière   

Mono-palette    € 76,-

### Accoudoirs:

Courts, escamotables   

Longs, escamotables   

Réglables en hauteur (jeu d'adaptation)    € 39,90

### Pneumatiques:

Roues arrières 24" x 1 3/8", axe renforcé   

Roues avant 200 x 50 mm, axe renforcé   

Bandages en PU   

Pneumatiques gonflables    € 49,-

Extension de l'empattement de 8 cm    € 69,-

Roues à démontage rapide    € 49,-

Protège-rayons transparent    € 100,-

Protège-rayons en couleur    € 150,-

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

### Freins:

Frein de stationnement - commande conducteur   

Extension du levier de frein    € 25,-

Frein à tambour - commande accompagnateur    € 199,-

### Divers:

Dispositif anti-bascule    € 51,-

Dispositif de maintien du fauteuil lors du transport    € 499,-

Ceinture de sécurité XL    € 29,-

Porte-canne    € 22,50

Table de thérapie (pour accoudoirs longs, réglables en hauteur)    € 299,-

Table de thérapie + adaptateur (pour accoudoirs courts)    € 311,80

Potence (pour perfusion)    € 77,-

Potence mixte pour bouteille d'oxygène/perfusion    € 88,-

Cran de sécurité anti-repliement (sécurité antivol)    € 31,-

Pompe à air   

Outillage   

Eclairage passif   

### Couleur du châssis:

Bordeaux