

Fauteuil roulant électrique

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg

	Prix Public HT	Prix Public TTC	LPPR TTC
Terra	€ 3.306,10	€ 3.487,95	€ 3.487,95
Code LPPR AP1: 4130136			

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

Assise:

Largeur d'assise réglable de 41 à 50 cm	●
Hauteur d'assise 54 cm	●
Profondeur d'assise 45 cm (40 - 45 cm)	●
Coussin d'assise	●
Réglage manuel de l'inclinaison du siège de -2° à +10°	●
Assise standard noir	●

Dossier:

Hauteur de dossier 55 cm	●
Régl. manuel de l'inclinaison du dossier de 90° à 120° (4 réglages)	●
Dossier réglable en tension	●
<input type="checkbox"/> Appui-tête	€ 225,00

Repose-pieds:

Palettes inclinables	●
----------------------	---

Accoudoirs:

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur	●
---	---

Moteur et Batterie:

Autonomie: environ 32 km	●
Vitesse 6 km/h	●

Eclairage:

Avant / arrière, clignotants	●
------------------------------	---

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

Unité de commande:

Escamotable sur le côté et réglable en longueur	●
<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à droite	○
<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à gauche	○
<input type="checkbox"/> Unité de commande accompagnateur (LPPR 4339681: 714,26 € TTC)	€ 677,02
<input type="checkbox"/> Support de commande accompagnateur (LPPR 4308597: 35,71€ TTC)	€ 33,85
<input type="checkbox"/> Kit de programmation: logiciel, câble pour VR-2	€ 195,00

Pneumatiques:

Suspension des roues arrières	●
Roues arrières 3.00-8, PU	●
Roues avant 230 x 70 mm, PU	●
<input type="checkbox"/> Roues à pneumatiques gonflables	€ 49,00

Divers:

Roulettes anti-bascule	●
Accroche-taxi	●
Ceinture de sécurité	●
<input type="checkbox"/> Porte-canne	€ 29,90
<input type="checkbox"/> Apino Citybag (49,90 € TTC)	€ 41,72
<input type="checkbox"/> Apino Backpack (49,90 €TTC)	€ 41,72
Outillage	●

Couleur du châssis:

Gris métallisé	●
----------------	---

Août 2011. ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément