



### Fauteuil roulant électrique

Poids max. de l'utilisateur: 135 kg

	Prix Public HT	Prix Public	LPPR TTC
Terra	€ 3.306,10	€ 3.487,95	€ 3.487,95

Code LPPR : 4130136

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix

#### Assise:

Largeur d` assise 40-48 cm	●
Hauteur d` assise 54 cm	●
Profondeur d` assise 40 - 45 cm	●
Profondeur d` assise 45 cm	●
Coussin d` assise	●
Réglage manuel de l`inclinaison du siège de +2° à +10°	●
Assise standard noir	●

#### Dossier:

Hauteur du dossier 55 cm	●
Dossier inclinable (4 réglages) degré d'inclinaison de 90° à 60°, réglage manuel	●
Dossier réglable en tension	●

#### Repose-jambes:

Palettes inclinables	●
----------------------	---

#### Accoudoirs:

Accoudoirs réglables en hauteur et largeur	●
--	---

#### Moteur et Batterie:

Autonomie: environ 32 km	●
Vitesse 6 km/h	●
Batteries 2x 12V/50Ah	●
Chargeur 24V 5Ah	●

▼ A marquer d'une croix

#### Eclairage:

Avant / arrière, clignotants	●
------------------------------	---

#### Unité de commande:

Escamotable sur le côté et réglable en longueur	●
<input type="checkbox"/> Unité de commande à droite	○
<input type="checkbox"/> Unité de commande à gauche	○
<input type="checkbox"/> Unité de commande accompagnateur	€ 714,26
<input type="checkbox"/> Kit de programmation: logiciel, câble	€ 195,-

#### Pneumatiques:

Suspension des roues arrières	●
Roue arrière 3.00-8, PU	●
Roue avant 230 x 70 mm	●

#### Divers:

Roulettes anti-bascule	●
Dispositif de maintien du fauteuil lors du transport	●
Ceinture de sécurité	●
<input type="checkbox"/> Porte-canne	€ 29,90
Outillage	●

#### Couleur du châssis:

Gris métallisé	●
----------------	---

14.08.2008. ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément