

**Fauteuil roulant électrique**

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg

Repose-jambes manuels, réglages assise et dossier électriques, appui-tête, électronique et éclairage inclus.

	Prix Public HT	Prix Public TTC	LPPR TTC
Triplex	€ 3.732,71	€ 3.938,01	€ 3.938,01
Code LPPR AP2 4122757			

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

Assise:

Largeur d'assise réglable de 41 à 50 cm	●
Hauteur d'assise 54 cm	●
Profondeur d'assise réglable de 40 à 45 cm	●
Coussin d'assise	●
Régl. électrique de l'inclinaison du siège de +2° à +20°	●
Assise standard noir	●

Dossier:

Hauteur de dossier 55 cm	●
Régl. électrique de l'inclinaison du dossier de 87° à 133°	●
Dossier réglable en tension	●
Appui-tête réglable	●

Repose-jambes:

Repose-jambes manuels réglables à l'horizontale	●
<input type="checkbox"/> Régl. électrique de l'inclinaison, droit (avec R-Net)	€ 485,00
<input type="checkbox"/> Régl. électrique de l'inclinaison, gauche (avec R-Net)	€ 485,00
Palette avec talonnière, inclinable avec système de blocage	●

Accoudoirs:

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur	●
---	---

Eclairage:

Avant / arrière, clignotants	●
------------------------------	---

Moteur et Batterie:

Autonomie: environ 32 km	●
Vitesse 6 km/h	●
Batteries 2x 12V/50 Ah	●
Chargeur standard	●

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix

Prix Public HT ▼

Unité de commande:

VR-2 (jusqu'à 2 commandes électriques)	●
escamotable sur le côté et réglable en longueur	
<input type="checkbox"/> Unité de commande accompagnateur (LPPR 4339681: 714,26 € TTC)	€ 677,02
<input type="checkbox"/> Support de commande accompagnateur (LPPR 4308597: 35,71€ TTC)	€ 33,85
<input type="checkbox"/> R-Net (jusqu'à 4 commandes électriques)	€ 829,00
escamotable sur le côté et réglable en longueur, obligatoire avec les repose-jambes électriques	
<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à droite	○
<input type="checkbox"/> Boîtier de commande à gauche	○
<input type="checkbox"/> Kit de programmation pour VR-2, logiciel, câble	€ 195,00

Pneumatiques:

Suspension des roues arrières	●
Roues arrières 3.00-8, PU	●
Roues avant 2.80/2.50 - 4, PU	●
<input type="checkbox"/> Roues à pneumatiques gonflables	€ 49,00

Divers:

Roulettes anti-bascule	●
Accroche-taxi	●
Ceinture de sécurité	●
<input type="checkbox"/> Porte-canne	€ 29,90
<input type="checkbox"/> Apino Citybag (€ 49,90 TTC)	€ 41,72
<input type="checkbox"/> Apino Backpack (€ 49,90 TTC)	€ 41,72
Outillage	●

Couleur du châssis:

Gris métallisé	●
----------------	---

Août 2011. ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément