



Fauteuil roulant multifonctions

Poids max. de l'utilisateur: 120 kg

	Prix Public HT	Prix Public	LPPR TTC
Triton	€ 898,95	€ 948,39	€ 948,39

Code LPPR: 4118193, fauteuil complet

Société:

Cachet et signature:

Date:

▼ A marquer d'une croix Prix Public HT ▼

Assise:

Largeur d'assise

- Variante I: 34 à 46 cm ○
- Variante II: 39 à 51 cm ○

Profondeur d'assise variable de 42 à 48 cm ●

Hauteur d'assise 52 cm² ●

Inclinaison du siège 0° à +15° ●

Cale d'abduction € 80,-

Revêtement de siège Dartex ●

Dossier:

Dossier confort ergonomique ●

Hauteur du dossier réglable ●

Inclinaison du dossier -3° à +43° ●

Pelotes latérales réglables en hauteur ●

Poignées coulissantes réglables en hauteur, 85 - 102 cm ●

Appui-tête réglable ●

Revêtement de dossier Dartex ●

Repose-jambes:

Repose-jambes réglables à l'horizontale ●

Pelotes genouillères ●

Appui-mollets rembourrés ●

Palettes inclinables ●

▼ A marquer d'une croix Prix Public HT ▼

Accoudoirs:

Réglables en hauteur et en longueur avec manchettes ●

Accoudoirs pour hémiplegique € 310,-

Pneumatiques:

Roue d'entraînement 24" x 1 3/8" PU à démontage rapide ●

Roue directrice 7" PU ●

Freins:

Frein de stationnement commande conducteur ●

Frein à tambour - commande accompagnateur € 210,-

Divers:

Roulettes anti-basculer ●

Ceinture de sécurité € 25,-

Table de thérapie € 179,-

Eclairage passif ●

Couleur du châssis:

Gris métallisé ●

Janvier 2007. ● : équipement de base ○ : au choix sans supplément